

1 ナースコールシステム
で選択にあたって

2 Vi-nurse

3 NFXシステム

4 ハンディナース
対応個別線式
ナースコール

5 ハンディナース
システム

6 連絡システム

7 ナースコール
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括
ケアシステム業務
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス
について

呼出動作

基本操作方法

呼出優先度	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧		
		親機	ハンディナース (IOS-301JR)	表示灯				
呼出優先度 A	自動火災報知設備の発報	救護区分が担送・護送に登録された患者、または任意に緊急表示設定された患者のベッドボタンが点滅表示	緊急表示 緊急事態が発生しました。自動火災報知設備をご確認ください。	着信中 JK	救護区分が担送・護送に登録された患者、または任意に緊急表示設定された患者の表示灯のみ 早い赤色点滅 / 早い赤色点滅	自動火災報知設備を確認します	自動火災報知設備が復旧することで緊急表示は終了します	
	AEDの扉を開く		AED 呼出中 120-1 デイルーム	着信中 デイルーム AED120-1	早い赤色点滅 / 早い赤色点滅	通報元を確認し、現場へかけつけます	復旧ボタンを押す (現場復旧)	
	生体情報モータ		SpO2 呼出中 101-1 有村 俊秀	着信中 有村 俊秀 SpO101-1	早い赤色点滅 / 早い赤色点滅	通報元を確認し、現場へかけつけます	アラーム終了で復旧します	
	優先呼出設定を行うと、優先度が下位の呼出も、この優先度になります。							
	呼出優先度 B	見守りコール		見守りコール 呼出中 有村 俊秀	着信中 有村 俊秀 MC 101-1	早い赤色点滅 / 早い赤色点滅	復旧ボタンを押す (現場復旧)	復旧ボタンを押す (現場復旧)
		スタッフコール		スタッフコール 呼出中 有村 俊秀	着信中 有村 俊秀 SC 101-1	早い赤色点滅 / 早い赤色点滅	復旧ボタンを押す (現場復旧)	復旧ボタンを押す (現場復旧)
呼出優先度 C		ペンダントコール		ペンダントコール 呼出中 有村 俊秀	着信中 有村 俊秀 PC 101-1	早い赤色点滅 / 早い赤色点滅	復旧ボタンを押す (現場復旧)	復旧ボタンを押す (現場復旧)
	徘徊コール	受信機が発信機の接近をキャッチ・通報	徘徊コール 呼出中 有村 俊秀	着信中 有村 俊秀 HK 101-1	早い赤色点滅 / 早い赤色点滅	復旧ボタンを押す (現場復旧)	復旧ボタンを押す (現場復旧)	

※1: 設定により優先度を変更することができます。