

## ルーム単位通話用子機

### 呼出握りボタン



**抗菌仕様**

呼出握りボタン  
**NLR-8** (税別)  
¥4,000 (税別)  
●コード長 約1.5m

→P.352 参照



**抗菌仕様**

呼出握りボタン  
**NLR-8-TT** (税別)  
¥4,800 (税別)  
●点滴・トイレ介助ボタン付  
●コード長 約1.5m

→P.352 参照

呼出握りボタン

品番	価格(税別)	コード長	点滴・トイレ介助ボタン	納期
NLR-8	¥4,000	1.5m	—	☉30日
NLR-8-0.3	¥10,500	30cm	—	☉30日
NLR-8-TT	¥4,800	1.5m	○	☉30日

### コンセント



コンセント  
**NLR-C2** (税別)  
¥15,500 (税別)  
●復旧ボタン付  
プレートは別途※1  
→P.352 参照



コンセント  
(緊急呼出ボタン付)  
**NLR-CS2** (税別)  
¥16,500 (税別)  
●復旧ボタン付  
プレートは別途※2  
→P.352 参照

### 呼出ボタン



呼出ボタン  
**NLR-62** (税別)  
¥16,000 (税別)  
●復旧ボタン付  
プレートは別途※1

### 呼出握りボタンアタッチメント



**抗菌仕様**

呼出握りボタン用  
アタッチメント  
**NLR-BA** (税別)  
¥750 (税別)

→P.353 参照

●サイドボタンを使用しない場合に取付けます。

### 呼出握りボタン用大型ボタン



**抗菌仕様**

呼出握りボタン用  
大型ボタン  
**NLR-BC** (税別)  
¥3,500 (税別)

→P.353 参照

●ひじや足などで呼出をしたい場合に使用します。  
※呼出握りボタン(NLR-8、NLR-8-TTなど)を  
収納して使用します。

### 延長コード



延長コード  
**NLR-EA** (税別)  
¥5,500 (税別)  
●スパイラル式

→P.353 参照

●ハンド型子機・呼出握りボタンのコードを延長したい場合に使用します。



装着例  
(NLR-8-TTに  
装着した場合)

### ベッドハンガー



ベッドハンガー  
**NLR-BH** (税別)  
¥1,000 (税別)

→P.353 参照

●ベッドサイドレールにハンド型子機などを引っ掛ける場合に使用します。

### 中継コード



中継コード  
**NLR-TA** (税別)  
¥2,500 (税別)

→P.353 参照

●あらゆる方向の引っ張りによる断線故障を防ぎます。

### 天井スピーカー



天井埋込型スピーカー  
**NL-SP** (税別)  
¥12,800 (税別)  
●サラネット分離型

### 天井マイク



天井埋込型マイク  
**NF-MCN** (税別)  
¥10,200 (税別)  
●サラネット分離型

天井埋込型マイク  
**NF-MC** (税別)  
¥6,400 (税別)  
●サラネット一体型

### オートセンス用天井スピーカー



オートセンス用天井埋込型スピーカー  
**NL-SP-AS** (税別)  
¥25,000 (税別)  
●サラネット分離型

### オートセンス機能(保護観察室用)

患者さんが大きな声を出すと、マイクで感知して呼び出します。

※すべての親機に対応しています。

