




ワイヤレスうご君  
HB-TV3・HB-RJ/RS 市販品  
※株ホトロン製

●上半身が起き上がるとプレートが本体から外れ、体動センサーが感知し、お知らせします。

ワイヤスタイプ



■仕様(うご君 HB-TV3)

寸法(mm)	50×78.5×32
方式	張力利用検出方式

ワイヤレス受信機HB-RJ/送信機HB-RS

電源(受信機)	AC100V 50/60Hz (専用アダプタ使用)
電源(送信機)	単4アルカリ乾電池2本
電波到達距離	約10m(見通し距離)



離床検知装置 転倒むし  
NTM-4ANF 市販品  
※ニプロ株製

ベッド内蔵センサー



ナースコール中継ユニット  
(アナログ式)




ベッド内蔵センサー  
離床CATCH市販品  
※パラマウントベッド(株)製

●ベッドに内蔵したセンサーが荷重の変化を検知します。離床を感知すると、ナースコールで知らせます。

離床CATCH II ※1

起き上がり  
●起きあがった時に通知



離床CATCH I ※2

端座位・離床予報

●ベッドから立ちあがる時、また端座位をとった時に通知 ※3



離床

●ベッドから離床した時に通知



見守り

●離床してから一定の時間が経過したら通知



- ※1 離床CATCHII 対応シリーズ  
KA-8500シリーズ、KA-6000シリーズ(4モータータイプ:KA-64XXX)  
メーティスシリーズ、カリストエールシリーズ
- ※2 離床CATCHI 対応シリーズ  
KA-6000シリーズ(3モータータイプ:KA-63XXX)、メーティスシリーズ
- ※3 機種によって端座位または離床予報を通知します。

※接続には、ナースコール中継ユニット(アナログ式)(別売、パラマウントベッド(株)製)が必要です。

コンセント(オプション入力)

●ナースコールとは別にセンサーを使用する時にオプション入力を使います。



オプション入力用コンセント  
NFR-OP  
¥4,300(税別)  
※コンセント・埋込型子機との接続が必要



オプション入力付コンセント  
NFR-H2S-OP 30B  
¥15,500(税別)  
●緊急呼出ボタン・復旧ボタン付  
●オプション入力付



オプション入力コード  
NFR-CA-OP  
¥2,650(税別)  
●オプション入力コンセント用

オプション入力スイッチの定格


ワンショット無電圧メーク接点入力  
パルス入力 500m sec以上  
接点容量 DC30V 0.1A以上  
最小適用負荷DC100mV 0.1mA以下

センサー(市販品)により、オプション入力付コンセントに非対応の場合があります。  
詳細は、センサーメーカー各社へお問い合わせください。


ご注意

1. オプション入力端子とグラウンド間は通常状態(待受時)50kΩ以上確保してください。
2. オプション入力スイッチがオン(メーク)時は1kΩ以下になるようにしてください。


■寸法図(mm)



1個用スイッチボックス



3個用スイッチボックス



白…オプションA  
橙…オプションB  
黒…グラウンド