

1 ナースコールシステム
で選択にあたって

2 Vi-nurse

3 NFシステム

4 ハンディナース
対応個別線式
ナースコール

5 ハンディナース
システム

6 連絡システム

7 ナースコール
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置

10 地域包括
ケアシステム業務
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス
について

呼出優先度 (高)	呼び出す	呼出を受ける			対応	復旧
		親機 PC親機(呼出ポップアップ表示)	親機(操作画面)	ハンディナース (IOS-301JR)		
呼出優先度E	トイレ介助 ボタンを押す					呼出元を確認し、対応します 通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	点滴コール ボタンを押す					呼出元を確認し、対応します 通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	コール 設定により指定された呼出ボタン					通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	汎用コール アダプターや液晶表示灯の汎用入力端子に接続された機器からの呼出					通話終了もしくは復旧ボタンを押す
	親機呼出 他の親機からの呼出			—	—	通話終了
ハンディナース からの呼出			—	—	通話終了	