

1 ナースコールシステム
ご選択にあたって

2 Vii Nurse

3 NFXシステム

4 ハンディナース
対応個別線式
ナースコール

5 ハンディナース
システム

6 連絡システム

7 ナースコール
Renovest

8 FAGUS

9 緊急通報装置











10 地域包括
ケアシステム業務
支援ソフトウェア

11 保守メンテナンス
について

システム一覧表

個別線式ナースコール

共通線式ナースコール

現在のシステム		
NBM		確認のポイント 受話器がついていない
NBM-A NAE-A		確認のポイント 自動交互通話式である
NBM-B		確認のポイント 同時通話式である
NAE-B	受話器の コードが黒い 	確認のポイント 呼出時は表示灯が 部屋毎に点灯 する
NAE-B-SJ		確認のポイント 呼出時は表示灯が ベッド毎 に点灯する
NBX	受話器の コードが黒い 	確認のポイント 受話器右側に 白いボタンが 2つある
NCX		確認のポイント 受話器の コードが白い
NEX		確認のポイント 操作部分の形状 子機はメタルコンセント仕様です。
UAX		確認のポイント 操作部分の形状 子機はプラスチックコンセント仕様です。
UBX		確認のポイント タッチパネル画面の下に 「 UBX system 」の 文字がある