

特殊呼出スイッチ・オプションコンセント

特殊呼出スイッチ

患者さんの病状に合わせて呼出スイッチを選択。

●寝たままの状態、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。体を動かさない患者さんでも操作ができる呼出スイッチです。

■使用例

ハンド型子機をご導入の場合

●ハンド型子機に接続します。

呼出握りボタンをご導入の場合

●握りボタンと取り替えて使用します。


押圧式呼出スイッチ

押圧式呼出スイッチ
NFR-9LA (受30日)
希望小売価格
41,000円(税別)

●身体が動かせない患者さんでも、腕を動かして呼び出せます。



■寸法図(mm)




ゴム圧縮式呼出スイッチ

ゴム圧縮式呼出スイッチ
NFR-9RA (受30日)
希望小売価格
55,000円(税別)

●首から下が動かせない患者さんでも、頭を動かして呼び出せます。



■寸法図(mm)



コンセント(オプション入力)

●ナースコールとは別にセンサーを使用する時にオプション入力を使います。



オプション入力用コンセント
NFR-OP
希望小売価格
4,300円(税別)
※コンセント・埋込型子機との接続が必要



オプション入力付コンセント
NFR-H2S-OP (受30日)
希望小売価格
15,500円(税別)
●緊急呼出ボタン・復旧ボタン付
●オプション入力付



オプション入力コード
NFR-CA-OP (受30日)
希望小売価格
2,650円(税別)
●オプション入力コンセント用

オプション入力スイッチの定格


ワンショット無電圧マーク接点入力
パルス入力 500m sec以上
接点容量 DC30V 0.1A以上
最小適用負荷DC100mV 0.1mA以下

センサー(市販品)により、オプション入力付コンセントに非対応の場合があります。
詳細は、センサーメーカー各社へお問い合わせください。
→P.482 参照

ご注意

- 1.オプション入力端子とグラウンド間は通常状態(待受時)50kΩ以上確保してください。
- 2.オプション入力スイッチがオン(メーク)時は1kΩ以下になるようにしてください。

■寸法図(mm)



白…オプションA
橙…オプションB
黒…グラウンド