

同時通話ナースコールNBM-DN

ハンディナース
システム
→P.490 参照



スタッフステーション
ナースコール親機
卓上型



20局用卓上型親機
NBM-20BH-DN (30)
希望小売価格
450,000円(税別)



40局用卓上型親機
NBM-40BH-DN (30)
希望小売価格
680,000円(税別)

●壁掛で使用する場合
取付補助板

20局用	40局用
*NBM-20BH-DN用 NBR-20K 13,000円(税別)	*NBM-40BH-DN用 NBR-40K 15,000円(税別)

特長

ベッド単位呼出・ベッド単位通話

ベッド単位で患者さんからの呼出を表示し、ベッド単位でお話できます。



看護師さんと1対1で
会話をします。

ハンディナースシステムと接続可能

ハンディナースでは、移動中やベッドサイドにいても、患者さんからの呼出にその場で応答できます。

スタッフステーション以外からでも患者さんへの一斉放送や、呼出・通話ができます。また、看護師さんどうしの連絡ができます。

PS切替機能

夜間など看護師さんの人手が少ないときは、患者さんからの呼出を別フロアのハンディナースで受けることができます(PS切替)。

呼出履歴ソフト(無償ダウンロード)

パソコン(市販品)で患者(入所者)名、呼出時刻のほか、呼出から応答までかかった時間(応答時間)も記録されます。

→P.460 参照

操作方法

	呼出操作	廊下	ハンディナース (呼出履歴ソフトで登録した場合)	スタッフステーション	操作
通常の呼出	 呼出握りボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。該当する患者さんの表示灯が点灯します。	 看護師さんと通話します。
トイレ呼出	 トイレ呼出ボタンを押します。	 赤色点灯で知らせます。	 どこからの呼出が表示されます。	 呼出音はメロディ音とチャイム音の2種類です。	 呼出元を確認し、現場へかけつけます。

1 ナースコールシステム
2 コーヒー
3 NBMシステム
4 ハンディナース対応個別線式ナースコール
5 センター
6 ハンディナースシステム
7 連絡システム
8 ナースコール
9 FOCUS
10 緊急通報装置
11 5線制電話機
12 保身システム