

呼出履歴表示

連続して呼出があった際、どの患者さんから呼ばれたかを確認できます。応答端末（応対者）も表示されます。

※表示件数：200件まで

業界初

呼出履歴に対して対応した処置内容を入力できます。


業界初

IPカメラやカメラ付玄関子機の映像は、録画・再生ができます。



呼出履歴画面

*弊社調べ



呼出処置入力画面



録画再生画面

業界初

巡視履歴表示


ベッドサイドの復旧ボタンの長押しで、見回りの履歴を残せます。親機での確認ができます。

※表示件数：200件まで

業界初

ソフトウェアキーボード

親機のタッチパネル画面で、文字入力ができます。患者情報や、処置内容の入力、医師・看護師の登録など、文字情報の入力が必要ときに使います。




復旧ボタンを長押し




巡視履歴画面

*弊社調べ



ソフトウェアキーボード画面

*弊社調べ




患者（入所者）情報管理

選局ボタンや呼出履歴などに、ベッド番号のほか氏名などの情報を表示する場合は、あらかじめ患者情報を登録しておきます。

患者情報は氏名のほかに、救護区分や食事・飲物制限などの詳細情報も入力できます。


業界初

登録した患者情報は、液晶表示灯の情報に反映されません。PC親機を導入しなくても液晶表示灯が使用できます。




呼出情報登録画面

*弊社調べ




患者情報入力画面（個人情報1/2）



患者情報入力画面（看護情報）



患者情報入力画面（個人情報2/2）



患者情報入力画面（付帯情報）



液晶表示灯（患者情報表示）