

呼出履歴管理

呼出履歴



呼出履歴は、日時や呼出種別のほか、対応した看護師さんの名前や処置内容も残せます。

呼出履歴分析



呼出の頻度をグラフで表示します。時間帯や患者さん、呼出種別など、条件の絞り込みが可能です。


録画再生



IPカメラやカメラ付玄関子機の映像は録画再生が可能です。

巡視履歴管理


復旧ボタンを長押し



ベッドサイドの復旧ボタンの長押しで、見回りの履歴を残せます。親機での確認のほか、記録として残せます。

トレース機能 (ベッド移動履歴)

例



感染症の患者さんが転床した履歴をさかのぼって確認できます (ユニット単位で1日24個の時刻設定、過去約3ヶ月前まで)。感染症の発症時に同室だった患者さんも確認が可能です。