

親機関連機器

呼出モニターソフト (NBE/NBM-HP用) 税別60円

呼出履歴画面

呼出時間	部屋番号	登録名
13:54:20	101	有村俊秀
14:08:38	102	奥谷佳正
14:16:08	玄関	エントランス
14:32:26	105	伊藤潤
15:02:44	玄関	エントランス
15:54:37	101	有村俊秀
15:59:10	101	有村俊秀
16:11:41	102	奥谷佳正
16:14:22	105	伊藤潤
16:15:03	玄関	エントランス
16:22:51	101	有村俊秀
16:28:11	玄関	エントランス
16:41:33	101	有村俊秀
17:05:09	101	有村俊秀
17:11:48	101	有村俊秀

ログ出力 (CSV形式)

1	2012/9/20	135420	101	有村俊秀
2	2012/10/20	140838	102	奥谷佳正
3	2012/10/20	141608	玄関	エントランス
4	2012/10/20	143226	105	伊藤潤
5	2012/10/20	150244	玄関	エントランス
6	2012/10/20	155437	101	有村俊秀
7	2012/10/20	155910	101	有村俊秀
8	2012/10/20	161141	102	奥谷佳正
9	2012/10/20	161422	105	伊藤潤
10	2012/10/20	161503	玄関	エントランス
11	2012/10/20	162251	101	有村俊秀
12	2012/10/20	162811	玄関	エントランス
13	2012/10/20	164133	101	有村俊秀
14	2012/10/20	170509	101	有村俊秀
15	2012/10/20	171148	101	有村俊秀


部屋番号 → 氏名

施設内のパソコンでナースコールの呼出履歴を確認。

- 施設内のパソコンとナースコールを接続し、パソコンに専用ソフトをインストールすることで、呼出履歴の確認ができます。
- 呼出履歴ソフトでの確認のほか、ログ (CSV形式) の出力に対応しています。

*詳しくは当社担当者にご相談ください。
*部屋番号、登録名は施工時に登録します。施設内のパソコンでは変更できません。

■構成例



■呼出モニター用PCの動作環境

対 応 O S	Microsoft Windows 7 Professional 32bit または 64bit Microsoft Windows XP Professional 32bit
C P U	1GHz 以上の32bit (x86) プロセッサまたは 64bit (x64) プロセッサ
メ モ リ	2GB以上
ハードディスク	50GB以上
ド ラ イ ブ	CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブ
ディスプレイ	1024×768pixel 以上の表示が可能で、同時発色数が16bit/pixel 以上 (推奨:1366×768pixel)
シリアルポート	絶縁型RS-232Cポート (1ポート) [推奨:増設シリアルポート COM-2P (PCI) H CONTEC製]

マグネットマーク (ボード型親機用)

患者さんの救護区分表示に



検査予定の表示に



手術の多い病院に



産婦人科に




患者さんの治療内容は



いろいろな科目があるスタッフステーションでは



文字なし



- 救護区分、看護情報等をマグネットマークでボード親機に表示できます。非常の際には、救助にあたる方に患者さんの容態がわかります。

→P.488 参照

※ご注文の際のご注意

- ①注文は10個単位でお願いします。
- ②お届けするまで納期が必要ですので、事前にご注文ください。

*マグネットマークは (株)メディカルプレートコヤナギ製

適合 → Vi-nurse (ボード型選局ユニットNLX-20BU) NFXシリーズ (ボード型親機) NBEシリーズ (ボード型親機)

- 1 ナースコールシステム
- 2 Vi-nurse
- 3 NFXシステム
- 4 ハンディナース対応個別線式ナースコール
- 5 センサー! マグネットマーク
- 6 ハンディナースシステム
- 7 連絡システム
- 8 ナースコール
- 9 F.A.Q.S
- 10 緊急通報装置
- 11 介護情報システム
- 12 保命システム